



ACCUTRAC®

El sistema de precisión
para muñones desmontables.
Rápido y eficaz.



BORTECH
Salud Dental

coltène 
whaledent®

ACCU-TRAC. El sistema de muñones separado sin pins. Simple, rápido y eficaz.

El sistema ACCU-TRAC® hace más fácil la fabricación de modelos de precisión y muñones separados. El modelo y la base se vacían al mismo tiempo, evitando el trabajo de incorporar los pins y sus fundas. Vd., ahorra tiempo y material, sin sacrificar la precisión.



- 1 Molde de precisión**
 - base delgada
 - fabricado en acrílico transparente, resistente a golpes e impactos
- 2 Contacto de los muñones en tres puntos**
 - preciso ajuste de los muñones
- 3 Abrazaderas de retención removibles**
 - rápido acceso a cada muñón
 - aseguran la retención de los muñones al molde
- 4 Base blanca lisa**
 - perfecta unión con ACCU-TRAC® para vaciar el modelo
- 5 Reverso de la base lisa, con relieve para la eyección del modelo**
 - rápida y fácil retirada del modelo del ACCU-TRAC® después del fraguado
- 6 Dispositivo de adherencia magnética**
 - fácil colocación en el articulador
 - cómoda separación del mismo



El sistema ACCU-TRAC® le ofrece muchas ventajas:

Estructura acrílica sólida

- reutilizable

Un tamaño de molde

- adaptado a todos los tamaños de maxilares y mandíbulas

Baja altura

- ajusta a cualquier articulador

Estrias internas cónicas

- fácil de retirar, perfecto ajuste de los muñones

Visualización numérica de los muñones

- rápida localización de cada muñón

Base del molde abierta

- evita partículas de yeso; así, el modelo ajusta adecuadamente

Tres buenas razones para usar ACCU-TRAC: Es simple de usar, disminuye el tiempo de trabajo y ofrece alta precisión.

ACCU-TRAC® crea una base precisa para su trabajo protésico. Pocos pasos son necesarios para fabricar un modelo con muñones desmontables de alta precisión. Simple y rápido – ACCU-TRAC®.



1 Encaje las placas base, el bastidor de acrílico y los brazos de fijación para establecer la situación de partida.



2 La arcada y el zócalo del modelo pueden vaciarse en una sola fase.



3 La cubeta de impresión se coloca correctamente en la bandeja gracias a las marcas centrales de la cubeta y la placa base.



4 Coloque el espaciador del articulador y la placa del articulador sobre la cara inferior del bastidor de acrílico.



5 Coloque el espaciador del articulador y la placa del articulador sobre la cara inferior del bastidor de acrílico.



6 Montaje en el articulador: con el sistema magnético, ACCU-TRAC se fija al articulador de forma fácil y segura.



7 Una vez montado el modelo, retire el espaciador del articulador.



8 Gracias a la reducida altura del modelo puede trabajarse de forma flexible dentro y fuera del articulador.



9 Vuelva a colocar el modelo en el articulador: gracias al sistema magnético, ACCU-TRAC se fija al articulador de forma fácil y segura.



10 Presionando hacia abajo el bastidor de acrílico sobre la placa base en relieve, la rueda dentada se levanta.



11 Sierre el modelo en segmentos con muñones individuales mediante la sierra Pindex.



12 Modelo con segmentos individuales.



13 Sección de la parte inferior de la rueda dentada (los dientes de la rueda sirven para fijar los distintos muñones).



14 Cada muñón queda posicionado mediante la fijación de 3 puntos. Los brazos de fijación desmontables permiten acceder rápidamente a cualquier segmento.



15 Modelo terminado.

ACCUTRAC®



Información para pedido

AT6	ACCU-TRAC® Kit de introducción				
	Moldes completos de ACCUTRAC® (marrón)	6 unid.			
	Bases para vaciado y eyección (blanca)	6 unid.			
	Espaciadores para articulación (verde)	6 unid.			
	Chapas metálicas para imanes	25 unid.			
ATR12	ACCU-TRAC® Caja de reposición				
	Moldes completos de ACCU-TRAC® (marrón)	12 unid.			
	Chapas metálicas para imanes	50 unid.			
	Tarjetas de retorno para el dentista	50 unid.			
	Etiquetas de identificación del paciente	50 unid.			
AT72	Accu-Trac® Envase económico				
	12 juegos AT6 Kit de introducción	72 unid.			
ATR144	12 cajas de reposición ATR12	144 unid.			
			ATK25	Accu-Trac® Accesorios	
				Chapas metálicas para imanes	25 unid.
			ATK300	Chapas metálicas para imanes	300 unid.
				Tarjetas de retorno para el dentista	300 unid.
				Etiquetas de identificación del paciente	300 unid.
			ATA20	Conjunto abrazaderas I/D	20 unid.
			ATE12	Bases para vaciado y eyección (blanca)	12 unid.
			ATN50	Cajas de transporte	
				transparentes	50 unid.
				Tarjetas de retorno para el dentista	50 unid.

www.coltenewhaledent.com
© 2004 Coltène/Whaledent

Coltène/Whaledent
C/Buenavista, 3 - 1ºB
28220 Majadahonda
Madrid/Spain
Tel. +34 91 638 64 92
Fax +34 91 638 62 79
coltenewhaledent@teleline.es

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

coltène
whaledent



BORTECH
Salud Dental

Bortech SPA. Las Condes, Santiago, Chile.
Isabel La Católica 4394, oficina 614 y 512.
Cel: +56 9 8818 7117 / +56 9 6845 9288
Correo electrónico: ventas@bortech.cl
www.bortech.com